

» Silla de Ruedas Eléctrica Aluminio OA613345



DESCRIPCIÓN

La silla de Ruedas Eléctrica de Aluminio ha sido diseñada para proporcionar una experiencia de movilidad óptima, combinando comodidad, funcionalidad y estilo. Su estructura robusta y materiales de alta calidad la convierten en una opción ideal para usuarios que buscan una silla versátil y duradera.



DATOS TÉCNICOS



LONGITUD TOTAL

90 cm



ANCHO TOTAL

64 cm



ALTURA TOTAL

91 cm



PESO MÁXIMO DEL USUARIO

100 kg



PROFUNDIDAD ASIENTO

40 cm



ÁNGULO DEL ASIENTO

0°




ALTURA DEL ASIENTO

51 cm



ÁNGULO DEL RESPALDO

90°




ALTURA DEL RESPALDO

41 cm



LARGO PLEGADA

84 cm



PESO TOTAL

29.4 kg



PENDIENTE MÁXIMA

10°



COLOR CHASIS

Gris



COLOR (OTRO)

Tapizado:
Lona poliéster y tela negra



CARACTERÍSTICAS

Modo manual y modo eléctrico.

Diseño ergonómico para mayor comodidad.

Respaldo removible.

Estructura resistente y duradera.

Fácil de maniobrar en espacios reducidos y diferentes terrenos, pendientes y baches.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Batería de litio.
 2 motores potencia: 24V/250W cada uno.
 4 amortiguadores de absorción de impacto.
 Duración de la batería de 6-8 horas.
 Cargador Ac- 100 - 240 V 50/60HZ Salida 24V 2A
 Recorre 30 km por carga.
 Descansapiés abatibles.
 Descansabrazos abatible.
 Equipo de herramienta.



Funciones de JOYSTICK:

-  Botón de encendido
-  Indicador de velocidades
-  indicador de batería
-  Disminuir velocidad
-  Aumentar velocidad
-  Bocina



Funciones del control bluetooth:

-  Botón de encendido
-  Aumentar velocidad

MATERIALES

Estructura: Chasis y tubos de aluminio.
 Asiento y respaldo: Espuma de poliuretano, tela de nailon y poliéster.
 Ruedas traseras neumáticas de 12" (30 cm).
 Ruedas delanteras neumáticas de 8" (20 cm).
 Mecanismo de plegado.

FUNCIONALIDAD

	SI	NO
PLEGABLE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
TIPO DE PLEGADO	-	
REPOSAPIÉS ABATIBLES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
REPOSABRAZOS ABATIBLES	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
FRENOS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESORIOS

	SI	NO
CINTURÓN DE SEGURIDAD	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
BOLSA DE ALMACENAMIENTO	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
PORTAVASOS	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
BATERÍA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
CONTROL JOYSTICK	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

MANTENIMIENTO

1. Se recomienda limpiar con regularidad las ruedas y mecanismos.
2. Verificar que los frenos funcionen correctamente
3. Revisar y apretar tornillos y conexiones periódicamente.
4. No conduzca la silla en superficies mojadas o resbaladizas.
5. No realizar maniobras bruscas o giros cerrados.



GARANTÍA


Magnimed no se hace responsable de los daños sugeridos por:

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros.
- Modificaciones técnicas.
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados.
- Por defecto de fábrica aplica sólo dentro de los 7 días después de haber recibido su compra.



EMPAQUE

UNIDAD	Caja
CANTIDAD	1 pieza
DIMENSIONES DE LA CAJA	70 x 49.5 x 83 cm (largo x ancho x alto).
PESO DE LA CAJA	33.6 kg



Video Informativo de la Silla de Ruedas Eléctrica Aluminio

¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número **(81) 8340 4668**.

Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.