

Rodillera Abierta Corta Universal

OA3025



1 Descripción

La Rodillera Abierta Corta se envuelve alrededor de la parte posterior de la rodilla. Proporciona la estabilidad de la rótula y reduce el dolor. El diseño de neopreno de bajo perfil y la costura plana garantiza un confort durante todo el día para un recubrimiento de rodilla. Se puede utilizar para cualquier deporte, pero funciona para todos los desgastes que la mayoría adquiere con actividades que implican saltar. Alivia el dolor asociado con la rodilla del corredor, la tendinitis y ayuda a mejorar el rastreo de la rótula. Genial para uso atlético y / o casual.

2 Contenido

1. Rodillera

3 Especificaciones de Producto

Dimensiones aprox.			Peso aprox.
Talla	Largo	Ancho	
Universal			gr

4 Composición

Neopreno cerrado con efecto compresivo y propioceptivo.

Tiene tres contrafuertes ajustables que se colocan por encima y debajo de la rótula, y una en el medio que se coloca en el centro.

Composición: 70% Neopreno, 30% Nylon.


Orificio rotuliano con cojín en forma de dona.

5 Garantía

7 días
Por defecto de fábrica.

6 Especificaciones de Empaque

Caja	Cantidad	Dimensiones aprox.	Peso aprox.
Unidad	unidad	Ancho: 16 cm Alto: 23 cm Profundidad: 3 cm	.140 kg



Nota: Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio.

¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número (81) 8340 4668